



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa do laparoskopii AESCULAP PROMIS LINE FLUID 2 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 70 W,
- To zaawansowany system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy, a tym samym zapewnia pełną funkcjonalność,
- Maksymalna moc sfluowania i ssania: 500 mmHg,
- Zakres przepływu: 0 - 1000 ml / min,
- Wymiary: 305 x 135 x 328 mm,
- Waga: około 10 kg,
- Instrukcja obsługi w różnych językach (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

