



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Źródło światła OLYMPUS CLV-FD (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 300 W,
- Przystosowane do endoskopów giętkich,
- Światło ksenonowe - moc żarówki 300 W,
- Oświetlenie awaryjne - żarówka halogenowa 150 W,
- Kompresor powietrza z 3-stopniową regulacją,
- Ręczna regulacja natężenia światła,
- Możliwość podłączenia światłowodu z optyką sztywną,
- Wyposażone w uchwyty do przenoszenia,
- Wymiary: 587 x 165 x 537 mm,
- Waga: 22 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

