



Źródło światła OLYMPUS CLV-FD (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 300 W,
- Przystosowane do endoskopów giętkich,
- Światło ksenonowe - moc żarówki 300 W,
- Oświetlenie awaryjne - żarówka halogenowa 150 W,
- Kompresor powietrza z 3-stopniową regulacją,
- Ręczna regulacja natężenia światła,
- Możliwość podłączenia światłowodu z optyką sztywną,
- Wyposażone w uchwyty do przenoszenia,
- Wymiary: 587 x 165 x 537 mm,
- Waga: 22 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

