



## Pompa artroskopowa OLYMPUS SRURGIPUMP (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 70 W,
- To zaawansowany system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy, a tym samym zapewnia pełną funkcjonalność,
- Maksymalne ciśnienie pompowania: 500 mmHg,
- Zakres przepływu: 0 - 1600 ml / min,
- Wymiary: 32,5 x 28,5 x 11,5 cm,
- Waga: 7,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

