



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa diagnostyczno-zabiegowa PRAISTECH (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc żarówki: 60 W,
- Giętkie ramię o długości: 22 cm,
- Średnica czaszy: 20 cm,
- Manualna regulacja wysokość w zakresie: 49 cm,
- Maksymalna wysokość: 200 cm,
- Średnica podstawy: 30 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

