



Generator podciśnienia EUROSETS MOBI.S (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny dobry,
- Produkcji włoskiej, (2006r.),
- Zasilanie: 230 V lub bateryjne (2 x AA),
- Ciągła kontrola elektroniczna za pomocą mikroprocesora,
- Bieżące ciśnienie i wartość zadana zawsze wyświetlane na wyświetlaczu,
- Regulator czasowy,
- **3 tryby pracy:**
 - Aspiracja przez oscylację w zakresie,
 - Aspiracja ciągła ON-OFF,
 - Aspiracja według wartości,
- Wybór pokazanej jednostki ciśnienia: CmH₂O, mmHg, mBar, Pax100,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Języki menu: włoski, angielski, niemiecki,
- DMS - system zarządzania danymi,
- **W zestawie:**
 - Oryginalna walizka,
 - Zasilacz,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

