



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Materac przeciwdleżny z pompą zmiennociśnieniową SELECT AIR MAX PUMP 240 (Rekondukcjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 720 W,
- Cichy, lekki, oszczędny i niezawodny system,
- Pomaga zarządzać mikroklimatem skóry i poprawić odprowadzanie wilgoci,
- Tryb twardego materaca ułatwia opiekę pielęgniarzką podczas zmiany opatrunku i zmiany pozycji pacjenta,
- Tryb pionowy zapewnia dodatkowe wsparcie, gdy górna część łóżka jest uniesiona,
- 10 poziomów twardości materaca,
- Funkcja szybkiego spuszczenia powietrza CPR dla procedur awaryjnych,
- 3 poziomy mocy pulsacji materaca,
- Poduszka na stopy pomaga amortyzować stopę,
- Zapinany na zamek pokrowiec jest nieprzepuszczalny dla płynów i przepuszcza parę,
- Poszczególne przegrody podzielone na 3 sekcje: głowa, siedzenie i stopa,
- Zintegrowane boczne poduszki powietrzne z poduszką na stopy,
- Maksymalne obciążenie: około 180 kg,
- Wymiary pompy: 35,6 x 17,8 x 15,2 cm,
- Waga pompy: 4,1 kg,
- Waga materaca: 3,2 kg,
- Instrukcja obsługi w języku szwedzkim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

