



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Analizator koagulologiczny HELENA C-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: poprzez zasilacz 12 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 12 W,
- Półautomatyczny,
- Innowacyjna linia koagulometrów serii C w połączeniu z szerokim panelem odczynników firmy Helena zapewnia wysoką jakość wyników,
- Możliwość wykonania wielu typów pomiarów - czujniki autostartu, minimalne objętości odczynników i próbek, współpraca z opcjonalnym oprogramowaniem do analizy wyników i zarządzania danymi,
- Kompletnie, proste i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego laboratorium,
- Wszystkie koagulometry serii C wykonują badania metodą krzepnięciaową, chromogenną i D-Dimery,
- Jeden kanał pomiarowy,
- 6 termostatowanych pozycji na próbki,
- 2 termostatowane pozycje na odczynniki,
- Naczynko reakcyjne w postaci pojedynczej kuwety,
- Oznaczenia w dublecie i podawanie średniej wartości,
- Wyniki przedstawiane na wyświetlaczu,
- 3-punktowa krzywa kalibracyjna,
- Zużycie odczynnika: od 0.25 do 0.5 µl,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz 12 V,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Wymiary: 245 x 130 x 60 mm,
- Waga: 0,51 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

