



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Spirometr MIR SPIROLAB (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 20 VA,
- Nie wymaga kalibracji,
- Urządzenie mierzy następujące parametry: VC, ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25/75, FET, FEV1, FEV1%, FIV1, FIVC, FIV1%, FVC, IVC, MVV, PEF, PIF, EXT,
- Łatwy i czytelny panel sterowania,
- Kolorowy wyświetlacz LCD: 16 linii x 20 znaków (128 x 160 pikseli),
- Zintegrowana drukarka termiczna o szerokości papieru: 110 mm,
- Szerokość wydruku: 80 mm,
- Możliwość połączenia z PC poprzez interfejs RS232,
- Przepływ: +/- 20 l/s,
- Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 ml,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Centralka,
 - Przetwornik z przewodem,
 - Adapter do turbin,
 - Turbina wielorazowego użytku,
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 350 x 280 x 112 mm,
- Waga: 4,9 kg,
- Kat 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

