



## **Spirometr MIR SPIROLAB (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 20 VA,
- Nie wymaga kalibracji,
- Urządzenie mierzy następujące parametry: VC, ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25/75, FET, FEV1, FEV1%, FIV1, FIVC, FIV1%, FVC, IVC, MVV, PEF, PIF, EXT,
- Łatwy i czytelny panel sterowania,
- Kolorowy wyświetlacz LCD: 16 linii x 20 znaków (128 x 160 pikseli),
- Zintegrowana drukarka termiczna o szerokości papieru: 110 mm,
- Szerokość wydruku: 80 mm,
- Możliwość połączenia z PC poprzez interfejs RS232,
- Przepływ: +/- 20 l/s,
- Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 ml,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Centralka,
  - Przetwornik z przewodem,
  - Adapter do turbin,
  - Turbina wielorazowego użytku,
  - Przewód zasilający,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 350 x 280 x 112 mm,
- Waga: 4,9 kg,
- Kat 01,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

