



Źródło światła AOHUA LG150-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny dobry,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 VA,
- Posiada miejscowe zadrapania lakieru na obudowie,
- Konstrukcja z podwójną żarówką halogenową 15 V / 150 W,
- Przełączanie źródła światła na panelu przednim,
- Dziesięciostopniowa regulacja natężenia światła,
- Iluminacja: ≥ 70000 Lx,
- Temperatura barwowa: ≥ 3200 K,
- Ciśnienie pompy powietrza: 30 - 60 kPa,
- Przepływ powietrza: 4 - 10 l/min,
- Zintegrowana powietrzna pompa wodna do gastrokopii,
- Uchwyt na butelkę z wodą,
- W zestawie przewód zasilający,
- Wymiary: 38 x 41 x 14,5 cm,
- Waga: 11 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

