



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Uchwyty rąk FAMED WS-02.5 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Służą do unieruchamiania kończyn górnych pacjenta w pozycji leżącej,
- Pojedynczy uchwyt składa się z materaca poliuretanowego stanowiącego obejmę ręki oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości,
- Możliwość doposażenia w zacisk montażowy do szyny za dodatkową opłatą,
- Długość robocza części nośnej: około 41 cm,
- Wymiary materaca: 12 x 7 x 3 cm,
- Waga uchwytu: 1,4 kg,
- Waga kompletu: 2,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

