



Uchwyty podudzi FAMED WS-04.5 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Służą do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta w pozycji leżącej,
- Pojedynczy uchwyt składa się z materaca poliuretanowego stanowiącego obejmę podudzia oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości,
- Możliwość doposażenia w zacisk montażowy do szyny za dodatkową opłatą,
- Długość robocza części nośnej: około 40 cm,
- Wymiary materaca: 19 x 6,5 x 3 cm,
- Waga uchwyty: 1,6 kg,
- Waga kompletu: 3,2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

