



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Skuter inwalidzki SUNRISE MEDICAL STERLING SWIFT (Powystawowy (demo))**

- Nowy, powystawowy,
- Zasilanie: akumulatorowe - dwa nowe akumulatory w zestawie,
- Prosty w obsłudze i bardzo zwrotny 3-kołowy skuter elektryczny,
- Dzięki kompaktowym wymiarom sprawdza się w każdych warunkach drogowych,
- Świetnie radzi sobie w miejskich warunkach jak i na polnych, leśnych drogach,
- Bardzo mocne hamulce zapewniają bezpieczeństwo,
- W pełni amortyzowane zawieszenie,
- Uterenowione tylne opony,
- Duży, komfortowy, regulowany fotel z składanymi podłokietnikami,
- Zdejmowany koszyk na kierownicy,
- Uchwyt na kule z regulacją wysokości,
- Pełne drogowe oświetlenie:
  - Światła pozycyjne,
  - Kierunkowskazy,
  - Światło stopu,
- Prędkość maksymalna: 12 km/h,
- Zasięg: do 30 km (według producenta na akumulatorach 33 Ah),
- Maksymalna waga pacjenta: 136 kg,
- Średnica kół: 27 cm,
- Prześwit: 10 cm,
- Wymiary:
  - Siedzisko: 51 x 45 x 11 cm,
  - Oparcie: 46 x 38 x 8 cm,
  - Szerokość całkowita: 61 cm,
  - Długość całkowita: 132 cm,
  - Wysokość całkowita: 103 cm,
- W zestawie ładowarka do akumulatorów,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

