



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa na podczerwień LID - Thera DUO (Produkt nowy)**

- Nowa,
  - Produkcji francuskiej,
  - Dwugłowicowa lampa na podczerwień z dwiema żarówkami o mocy 250 W, na dwóch gęsiach szyjach o długości 50 cm, które są bardzo trwałe i ciche. Sesję można wykonać w czasie o połowę krótszym na dwóch różnych strefach (szyja/ramiona - szyja/plecy - oba uda itp.) z lepszym rozprowadzaniem ciepła niż w przypadku jednej lampy, lub jedna strefa zabiegowa może być leczona intensywniej (500 W) przy ostrożnym rozmieszczeniu obu głów,
  - Lampę można również stosować do oddziaływania na wszystkie strony grupy mięśni (np. biceps femoris, rectus femoris, obszerny boczny...).
- Wykorzystując tylko jedną wtyczkę, Thera Duo jest funkcjonalnie mobilna i zajmuje niewielką powierzchnię,
- Zalecane do specjalności takich jak: fizjoterapia / masaż / akupunktura / ortopedia,
  - Solidna konstrukcja pozwala na dokładne i niezawodne pozycjonowanie,
  - Ergonomiczny uchwyt umożliwia precyzyjne rozmieszczenie,
  - Dane techniczne:
    - Zużycie energii elektrycznej: 250 W x 2,
    - Długość fali: 1200 nm,
    - Wyrób medyczny klasy 1,
    - Żywotność żarówki IR (E27): minimum 5000 godzin,
    - Ochrona elektryczna: klasa izolacji I,
    - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
    - Długość kabla zasilającego: 4 metry,
    - Dostępne kolory : biała,
  - Gabaryty :
    - Wymiar głowy lampy : średnica 260 mm,
    - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
    - Waga: 4 kg,
    - Długość: Elastyczne ramię: 2 x 50 cm,
  - Za dopłatą można doposażyć lampę w przełącznik czasowy,
  - Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
    - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
    - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
    - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
    - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
    - Zwykły zacisk - czarny,
    - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
    - Uniwersalny zacisk,
    - Uchwyt ścienny,
    - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
    - Uchwyt ścienny ARM biały (1x40cm),
    - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
    - Płytkę z metalową rurą na środku  $\varnothing 16$ ,
    - Płytkę z metalową rurą na krawędzi  $\varnothing 16$ ,
    - Płytkę na uchwycie ARM,
    - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką  $\varnothing 16$  mm x 27 mm,
    - Płyta adaptacyjna pręt męski  $\varnothing 15$  mm x 30 mm,
  - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
  - Gwarancja: 3 lata,

