



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stojak teleskopowy podstawa - ciężki (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji francuskiej,
- Podstawa w kształcie pięciopromiennej gwiazdy o średnicy 53 cm z kółkami (średnica 5 cm). Bardzo stabilny,
- Rama wykonana z łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji gładkiej stali pokrytej żywicą epoksydową. Podstawa na kółkach pozbawiona wgłębień i rowków, ułatwiająca skuteczne czyszczenie i ograniczająca zatrzymywanie kurzu lub innych pozostałości (idealna do szpitali i ośrodków zdrowia),
- Regulowana wysokość kolumn, umożliwiająca dostosowanie lampy do odpowiedniej wysokości dla wszystkich zastosowań medycznych,
- Standardowa wysokość stojaka to 60-100 cm , za dopłatą można zakupić stojak 90-130 cm ,
- Za dopłatą możliwość zakupu stojaka z dodatkowymi hamulcami w 2 kółkach,
- Dedykowany dla lamp Bella, Bella Lumax, Thera oraz Thera Duo,
- Wysokość: 60 - 100 cm / 90 - 130 cm ,
- Waga: 5,5 / 5,8 kg,
- Dostępne kolory : biały lub czarny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

