



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji francuskiej,
- Pasuje do wszystkich szyn medycznych,
- Idealny do stosowania na fotelu ginekologicznym wyposażonym w poręcz w siedzisku,
- Wykonany z anodyzowanego aluminium,
- Z płytą montażową do zamontowania lampy,
- Dostarczana z płytką adaptacyjną do lampy. Dokręcanie kluczem imbusowym (w zestawie) + podkładką zabezpieczającą i nakrętką,
- Maksymalne otwarcie: 60 mm,
- Waga: 400 g,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

