



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji francuskiej,
- Pasuje do wszystkich szyn medycznych,
- Idealny do stosowania na fotelu ginekologicznym wyposażonym w poręcz w siedzisku,
- Wykonany z anodyzowanego aluminium,
- Z płytą montażową do zamontowania lampy,
- Dostarczana z płytką adaptacyjną do lampy. Dokręcanie kluczem imbusowym (w zestawie) + podkładką zabezpieczającą i nakrętką,
- Maksymalne otwarcie: 60 mm,
- Waga: 400 g,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

