



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop OLYMPUS GIF-H190 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Doskonała jakość obrazu i zwrotność w smukłej konstrukcji,
- Klarowność HDTV wraz z obrazowaniem wąskopasmowym (NBI) zapewniają lepszą wizualizację, a kanał strumienia wody pomaga w wyraźniejszej obserwacji podczas procedur,
- Pole widzenia: 140°,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Głębina pola: 2 - 100 mm,
- Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: 9,2 mm,
- Średnica zewnętrzna rurki wprowadzającej: 9,2 mm,
- Długość robocza: 1030 mm,
- Wewnętrzna średnica kanału: 2,8 mm,
- Minimalna widoczna odległość: 3,0 mm od dystalnego końca,
- Kąty zgięcia końcówki:
 - W górę: 210°,
 - W dół: 90°,
 - W prawo: 100°,
 - W lewo: 100°,
- Długość całkowita: 1350 mm,
- Kompatybilność z systemami EVIS EXERA III (190),
- W zestawie oryginalna walizka,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA

