



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-kolonoskop OLYMPUS CF-H190L (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Znakomita klarowność obrazu HD,
- Jaśniejsze obrazowanie wąskopasmowe,
- Technologia szybkiego reagowania i strumień wody sprawiają, że CF-H190L jest solidnym narzędziem do rutynowej kolonoskopii,
- HDTV i obrazowanie wąskopasmowe umożliwiają diagnostykę optyczną i zapewniają dostęp do strategii DISCARD,
- Zmniejszone ryzyko wnikania wody dzięki w pełni wodoodpornemu złączu One-touch,
- Pole widzenia: 170°,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Głębina pola: 2 - 100 mm,
- Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: 13,2 mm,
- Średnica zewnętrzna rurki wprowadzającej: 12,8 mm,
- Długość robocza: 1680 mm,
- Wewnętrzna średnica kanału: 3,7 mm,
- Minimalna widoczna odległość: 3,0 mm od dystalnego końca,
- Kąty zgięcia końcówki:
  - W górę: 180°,
  - W dół: 180°,
  - W prawo: 160°,
  - W lewo: 160°,
- Długość całkowita: 2005 mm,
- Kompatybilność z systemami EVIS EXERA III (190),
- W zestawie oryginalna walizka,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

### **OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA**

