



## Podpórka ortopedyczna pod nogę (Rekondujcionowany (używany))

- Używana, stan techniczny dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Podpórka wykonana z miękkiej pianki pokrytej skórą ekologiczną w kolorze białym,
- Tapicerka posiada lekkie rozdarcia,
- Podpórka zakończona usztywnieniem,
- Podpórka zapewnia uniesienie kończyny przy leczeniu schorzeń układu żylnego np. przy zapaleniach i zakrzepicach żył,
- Szyna może być wykorzystywana także po zabiegach operacyjnych i urazach ortopedycznych do leczenia czynnościowego złamania oraz rehabilitacji pourazowej,
- Szynę stosować można podkładając platformę skośną pod udo tak, aby kolano oraz stopa spoczywały na wzniesieniu,
- Dodatkowo podpórka posiada usztywnienie stopy,
- Łatwa w utrzymaniu czystości,
- Wymiary:
  - Długość: 77 cm,
  - Wysokość: 46 cm,
  - Szerokość: 24 cm,
- Waga: 2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

