



## **Kompresor do liposukcji EKOM DK50 2VS/M (ze skrzynką, z membranowym osuszaczem) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji słowackiej,
- **Dane techniczne:**
  - Napięcie znamionowe: 230V/ 50 (60) Hz
  - Częstotliwość: 3x400V/ 50 Hz
  - Moc: 1,1 kW, 1,2 kW (3x400/50)
  - Wydajność kompresora (ciśnienie robocze 5-7bar):
    - 108 l.min- 1/ 5 bar
  - Pojemność zbiornika: 25 lit.
  - Ilość zestawów dentystycznych: 2
  - Bezolejowy,
  - Do zasilania: dwóch unitów,
  - Tryb eksploatacji: S1-100%
  - Głośność:
    - ≤ 55 dB [A]
  - Masa: 101 kg/99 kg (3x400/50)
  - Stopień suszenia powietrza: punkt rosy -20°C
  - Wymiary (sz x g x w): 560x675x877mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

