



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafka-kartoteka FEBRU (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Szafka wykonana z płyt MDF,
- Szufłady wykonane ze stali malowanej proszkowo,
- Przednie panele szuflad wykonane z tworzywa sztucznego,
- Szafka wyposażona jest w 4 szufłady:
 - Pierwsza typu kuweta z przegrodami o głębokości: 2 cm,
 - Trzy następne szufłady o wymiarach: 33 x 70 x 19 cm,
- Szufłady jednorzędowe z pełnym wysuwem,
- Możliwość otwarcia tylko jednej szuflady jednocześnie,
- Wygodne uchwyty do otwierania szuflad,
- Wymiary: 43 x 80,5 x 72,5 cm,
- Waga: 42 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

