



Taboret prysznicowy RFSU REHAB STAPEL (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- Produkcji szwedzkiej,
- Taboret prysznicowy **RFSU Stapel** to idealny produkt dla osób starszych, ułatwiający codzienną higienę,
- Regulacja wysokości w zakresie: 57,5 - 60 cm,
- Taboret zapewnia bezpieczeństwo, dzięki gumowym zakończeniom na nóżkach,
- Antykorozyjna rama wykonana ze stali malowanej proszkowo,
- Lekka, stabilna i wytrzymała konstrukcja,
- Powierzchnia siedziska wyposażona jest w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną, która działa antypoślizgowo,
- Wymiary:
 - Siedzisko: 42,5 x 37,5 cm,
 - Gabaryt ogólny: 50 x 48,5 x 57,5/60 cm,
- Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

