



## Zestaw do terapii tlenowej 10 L z wózkiem (Rekondycjonowany (używany))

- Pojemność butli: 10 litrów,
- Ciśnienie robocze PW: 200 bar,
- Ciśnienie próbne PH: 300 bar,
- Wyposażona w zawór 3/4",
- Butla jest napełniona tlenem medycznym: 1,6 m<sup>3</sup>,
- Posiada atest oraz ważną legalizację,
- W zestawie nowy reduktor tlenowy z regulacją przepływu i nawilżaczem (rodzaj reduktora dostępny w zależności od stanu magazynowego) oraz do wyboru:
  - Maski tlenowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
  - Maski tlenowa pediatryczna z drenem 2,1 m,
  - Kaniula nosowa dla dorosłych z drenem 2,1 m,
- W skład zestawu wchodzi wózek do przewożenia butli:
  - Stabilny i wytrzymały,
  - Przeznaczony do przewozu butli o średnicy max. 15 cm,
  - Wykonany ze stali malowanej proszkowo,
  - Gumowa, antypoślizgowa mata na podstawie,
  - Duży, wygodny uchwyt,
  - Dwa kółka o średnicy: 12,5 cm,
- Wymiary butli:
  - Wysokość: 91 cm,
  - Średnica: 14 cm,
- Zdjęcia poglądowe,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

