



Aparat do wspomagania oddechowego RESPIRONICS REMSTAR NOVA (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Urządzenie z automatyczną regulacją, która jest nastawiona na zakres ciśnień, a następnie wyszukuje i zapewnia najniższy poziom ciśnienia niezbędny do utrzymania drożności dróg oddechowych. Dzięki technologii C-Flex nie tylko poziom ciśnienia zmienia się w zależności od potrzeb, ale spada wraz z każdym wydechem,
- **REMstar nova** został zaprojektowany dla pacjentów, których potrzeby w zakresie ciśnienia zmieniają się w nocy w zależności od etapu snu lub pozycji snu,
- Automatyczne dostosowywanie ciśnienia w oparciu o ograniczenia przepływu powietrza od zdarzeń chrapania lub bezdechu,
- Technologia C-Flex oferuje bardziej komfortowy sposób na przeprowadzenie terapii snu poprzez zmniejszenie ciśnienia podczas wydechu. Stopień obniżenia ciśnienia zależy od jednego z trzech ustawień, które można dostosować do własnego komfortu,
- Miejsce na dedykowaną kartę pamięci do rejestrowania danych sesji - brak karty w zestawie,
- Działa w trybie Auto lub CPAP,
- Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pracy,
- Bardzo cicha praca urządzenia,
- W zestawie przewód zasilający,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 17,5 x 25 x 12 cm,
- Waga kompletu: 2,2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

