



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do wspomagania oddechowego z nawilżaczem RESMED S8 AUTO 25 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji australijskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System **S8 Auto 25** oferuje sprawdzony klinicznie algorytm AutoSet z TiControl, Vsync i ustawieniami czułości wyzwalacza dla maksymalnej kontroli w zarządzaniu efektywnością terapii. Oprócz dodatkowego komfortu technologii Easy-Breathe, Auto 25 jest kompaktowym, wszechstronnym systemem, idealnym do podróży lub domu,
- ResMed S8 Auto 25 to łatwa w użyciu konstrukcja, która zapewnia najbardziej komfortową dostępną terapię. Urządzenie posiada szerszy zakres ciśnień od 4 do 25 cm H₂O,
- VPAP Auto 25 wykorzystuje technologię VAuto do automatycznej regulacji za pomocą unikalnego algorytmu AutoSet firmy ResMed. VAuto został zaprojektowany w celu zapobiegania przeszkodom, zanim one wystąpią, poprzez szybką i dokładną reakcję na ograniczenia przepływu. Algorytm automatycznie dostosowuje się, aby znaleźć najniższe wymagane ciśnienie potrzebne do uniknięcia większości zdarzeń związanych z chrapaniem i bezdechem,
- Nowa technologia Easy-Breathe zapewnia płynniejszy i komfortowy nacisk poprzez synchronizację z normalnymi wzorcami oddychania użytkownika CPAP, umożliwiając naturalny i stabilny oddech. Technologia Easy-Breathe imituje normalne oddychanie, dzięki czemu oddychanie jest wygodniejsze niż tradycyjne urządzenia CPAP lub BiLevel. Przejście z ciśnienia EPAP na IPAP jest łagodne i przechodzi w krzywą wydechu, która wydaje się bardziej naturalna,
- Dodatkowe funkcje obejmują TiControl, Vsync i pięć ustawień czułości, które zapewniają dodatkowe dostrajanie. TiControl pozwala użytkownikom CPAP ustawić minimalne i maksymalne limity czasu wdechu, które zapewniają zakres umożliwiający leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i warunków oddechowych. Urządzenie zawiera również pięć ustawień wyzwalania i cyklu, które pomagają zarządzać wzorcami inhalacji i wydechów pacjenta. Vsync jest unikalny dla serii VPAP, która automatycznie minimalizuje straty ciśnienia z powodu wycieków maski,
- Czytelny podświetlany wyświetlacz LCD,
- Informacje na ekranie powiadamiające o poprawnym podłączeniu maski,
- Możliwość ustawienia przypomnień o ważnych czynnościach,
- Moduł karty danych ResScan,
- Bardzo cicha praca urządzenia,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- W zestawie nawilżacz z podgrzewaczem **ResMed H4i**:
 - H4i firmy ResMed został skonstruowany tak, aby zapewnić 30% więcej podgrzewanego nawilżania niż H3i. Nawilżacz jest zintegrowanym urządzeniem do użytku z maszynami CPAP serii ResMed S8 i S8 II. Komora wodna H4i zwiększyła również pojemność do 390 ml wody,
 - H4i zapewnia ulgę w objawach, takich jak suchość nosa lub ust, podrażnienie i przekrwienie, czasami związane z leczeniem CPAP, bez utraty wydajności lub wygody,
 - Ciepłe, wilgotne powietrze, które zapewnia nawilżanie, łagodzi objawy suchości i może zwiększyć komfort terapii,
- W zestawie również karta danych ResScan oraz przewód zasilający,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 16,5 x 15,5 x 11,5 cm,
- Wymiary aparatu z nawilżaczem: 17 x 31 x 14 cm,
- Waga kompletu: 3,4 kg,
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim i angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

