



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta / kardiomonitor PROGETTI PG S10 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Monitor został wyposażony w 8- calowy kolorowy ekran TFT LCD (ekran dotykowy jest opcjonalny za dodatkową opłatą),
- Przenośna lekka i solidna konstrukcja ułatwia przenoszenie monitora,
- Dzięki elastycznej konfiguracji parametrów znajduje zastosowanie w różnych oddziałach medycznych,
- Akumulator litowo-jonowy zapewnia do 12 godzin nieprzerwanej pracy,
- Ustawienie wyświetlania dużej i kolorowej czcionki ułatwia monitorowanie pacjenta,
- Tryb Do wyboru dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków Przewodowy / bezprzewodowy CSM, obsługa protokołu HL7 do HIS, opcjonalny przegląd trendów graficznych i tabelarycznych 48h pełny przegląd fali dla każdego pacjenta (przechowywany na kartach SD)
- Cechy i zalety monitora PG S10,
 - 8-calowy kolorowy ekran TFT LCD (**ekran dotykowy za dopłatą**),
 - Przenośna, lżejsza i solidna konstrukcja,
 - Elastyczne konfiguracje parametrów dla różnych środowisk krytycznych,
 - Akumulator litowo-jonowy (do 12 godzin nieprzerwanej pracy),
 - Ustawienie wyświetlania dużej i kolorowej czcionki,
 - Tryb kontroli punktowej i ciągłego monitorowania,
 - Do wyboru dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków,
 - Przewodowy / bezprzewodowy CSM, obsługa protokołu HL7 do HIS, (**opcjonalnie za dodatkową opłatą**),
 - Graficzny i tabelaryczny przegląd trendów,
 - 48-godzinny pełny przegląd wyników badań dla każdego pacjenta (przechowywany na kartach SD),
 - Drukarka termiczna (**opcjonalnie za dodatkową opłatą**),
- Wyposażony w następujące moduły:
 - NIBP - Pomiar przy pomocy automatycznej oscylometri,
 - SPO2 - cyfrowy pomiar SPO2,
 - TEMP - Zakres pomiarowy: 5-50 ° C (41 ~ 122 ° F),
 - PR - pomiar pulsu w zakresie 30 bpm do 254 bpm,
- Dane techniczne:
 - **Zasilanie:** AC 100-250 V, 50/60 Hz,
 - Waga kardiomonitora: 2 kg,
 - Wymiary kardiomonitora : 16 x 17,5 x 28 cm,
 - **Środowisko pracy:**
 - Temperatura: 5-40 ° C
 - Wilgotność: <85%
 - Zakres pacjentów: dorośli, dzieci, noworodki
 - Do wyboru menu w języku: PL, EN, DE, IT, ES, FR, TR, PT, GR, RU,
- W zestawie:
 - Monitor
 - Czujnik SpO2 dla dorosłych
 - Mankiet Nibp dla dorosłych
 - Sonda temperatury skóry
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

