



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat PROGETTI EPG 6 View Plus (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Aparat PROGETTI EPG 6 View Plus to klasyczny elektrokardiograf PROGETTI, ikona niezawodności i precyzji,
- EPG 6 VIEW PLUS to 6/12 kanałowe urządzenie, jest idealnym urządzeniem dla lekarza ogólnego, ale także dla specjalisty i jego potrzeb,
- Dzięki kompaktowej klawiaturze urządzenie to pozwoli lekarzowi na stworzenie bazy danych w czasie rzeczywistym i przesłanie danych na swój komputer,
- Obliczanie parametrów i interpretacja HES sprawiają, że EPG 6 VIEW PLUS jest idealnym elektrokardiografem w każdej sytuacji,
- **Cechy i zalety aparatu:**
 - Elektrokardiograf 3/6/12 kanałów z analizą i interpretacją,
 - Pamięć wewnętrzna na ponad 300 testów,
 - Wykrywanie impulsów stymulatora (rozrusznik serca),
 - Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 5,7",
 - Wyjście USB,
 - Oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi,
 - Rekord jednorazowy: 3/6/12 kanałów,
 - Szerokość rekordu: 112 mm,
 - Zewnętrzna drukarka USB: wydruk A4 (210x297),
 - Klawiatura alfanumeryczna,
 - Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej,
 - Stały pomiar akcji serca (HR),
 - Sygnalizacja akustyczna wykrytych stymulacji,
 - Łatwe ładowanie papieru do drukarki,
 - Zapis kopii testowej na PENDRIVE, w normie EN1064 (ECG-SCP),
 - Sygnalizacja niewłaściwego połączenia z poszczególnymi elektrodami,
- **Dane techniczne:**
 - **Wyświetlacz:** grafika 5,7", kolorowy TFT 320x240,
 - **Zasilanie:** akumulator litowo-jonowy 7,2V; 2200 mAh Li-ion,
 - **Zasilanie sieciowe:** 90-240 V, 50/60 Hz,
 - **Pobór mocy:** <30VA,
 - **Pasma częstotliwości:** 0,05: 150 Hz,
 - **CMRR:** > 100 dB,
 - **Impedancja wejścia:** $\geq 10 \text{ M}\Omega$,
 - **Ilość odprowadzeń:** 12 standardowych lub Cabrera,
 - **Czułość:** 2,5 mm / mV; 5 mm / mV; 10 mm / mV; 20 mm / mV $\pm 5\%$
 - **Prędkość zapisu:** 5; 10; 25; 50 mm / sek,
 - **Cyfrowa filtracja zakłóceń:** 25,35,50,60 Hz
 - **Analiza i interpretacja:** HES zgodny z EN 60601-2-51,
 - **Częstotliwość próbkowania:** 1000 Hz,
 - **Konwerter:** 12bit,
 - **Rozdzielczość:** 0,25uV / bit,
 - **Zakres dynamiczny:** 10 mVpp,
 - **Wymiary:** 260 W x 52 H x 220 D mm,
 - **Waga:** 1,8 kg,
 - **Temperatura pracy:** + 10 ° C ~ 40 ° C,
 - **Wilgotność operacyjna:** 25% ~ 95% bez kondensacji,
 - **Standardy zgodności:** EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51,
 - **Bezpieczeństwo:** typ ochrony CF (EN60601-1) klasa I Klasa / Grupa: Klasa A / Grupa 1 (CISPR-11),
- **W zestawie:**
 - Urządzenie EKG,
 - 10-odprowadzeniowy kabel pacjenta,
 - Zestaw elektrod,
 - Rolka papieru,
 - Kabel zasilający,
 - Flakon żelowy EKG 260 ml,
 - Szybki przewodnik,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

