



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Aparat PROGETTI EPG 12 View (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Najwyższej klasy elektrokardiograf, dzięki ekranowi dotykowemu o przekątnej 8,4 cala,
- Urządzenie to spełnia oczekiwania każdego kardiologa,
- Główne cechy: przechowywanie danych, oprogramowanie do zarządzania raportami, interpretacja i różne wizualizacje,
- EPG 12 VIEW jest przeznaczony dla tych, którzy chcą, aby elektrokardiografia była cechą wyróżniającą ich pracę,
- **Cechy i zalety aparatu:**
  - Wyświetlacz: ekran dotykowy TFT 8,4 cala,
  - Możliwość podglądu przed drukowaniem,
  - Równoczesne zapisywanie 12 EKG,
  - Automatyczny pomiar i interpretacja,
  - 120 sekund 12 odprowadzeń, rejestrowany przebieg,
  - Do 120 rodzajów analizy arytmii,
  - Duże przyciski, klawiatura alfanumeryczna,
  - Wbudowana bateria litowa o długiej żywotności,
  - Różne formaty wydruku, obsługa A4 210 mm, rolka 216 mm,
  - Wyjście USB (**za dodatkową opłatą**),
- **Dane techniczne:**
  - **Wyświetlacz:** kolorowy LCD 800 x 600 pikseli,
  - **Rozmiar:** LCD: 8,4 cala,
  - **Zasilanie:** wbudowany akumulator litowy, napięcie 14,4 V,
  - **Zasilanie sieciowe:** AC: 100 V-240 V, 50/60 Hz,
  - **Konfiguracja:** 12 kanałów
  - **Pasma częstotliwości:** 0,05: 150 Hz,
  - **CMRR:** > 105 dB ,
  - **Impedancja wejścia:**  $\geq 50 \text{ M}\Omega$ ,
  - **Ilość odprowadzeń:** 12 standardowych,
  - **Ochrona defibrylacji:** wewnętrzna,
  - **Stała czasowa:**  $\geq 5 \text{ s}$
  - **Napięcie kalibracyjne:** 1 mV,  $\pm 1\%$
  - **Czułość:** 2,5 mm / mV; 5 mm / mV; 10 mm / mV; 20 mm / mV ,
  - **Poziom hałasu:**
    - **AC Filter:** 50/60 Hz - zamknięty,
    - **Filtr EMC:** 25/35/45 Hz / zamknięty,
    - **Filtr Drift:** 0.05/0.15/0.25/0.50 Hz,
    - **Filtr dolnoprzepustowy:** 70/100/150 Hz,
  - **Tryb nagrywania:** Auto / Ręczny,
  - **Format zapisu:** 12x1, 3x4, 6x2, 3x4 + 1R, 3x4 + 3R, 6x2 + 1R,
  - **Funkcja automatycznego pomiaru i automatyczna diagnoza,**
  - **Może analizować aż 122 rodzaje arytmii,**
  - **Rejestrator:** drukarka termiczna,
  - **Rolka papieru do zapisu,**
  - **Prędkość zapisu:** 5; 10; 25; 50 mm / sek,
  - **Wejście:**  $\geq 100 \Omega$ : Czułość 10 mm / V  $\pm 5\%$ ,
  - **Wyjście:**  $\leq 100 \Omega$  Czułość 1 V / V  $\pm 5\%$ ,
  - **Pamięć:** standardowa 300 EKG,
  - **Podgląd EKG,**
    - Podłączenie do drukarki zewnętrznej (tylko w trybie automatycznym),
    - **Wymiary:** 410x316x136 mm,
- **W zestawie:**
  - Urządzenie EKG,
  - 10-odprowadzeniowy kabel pacjenta,
  - Zestaw elektrod,
  - Rolka papieru,
  - Ładowarka,
  - Flakon żelowy EKG 260 ml,
  - Instrukcja obsługi
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

