



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Holter PROGETTI PG 8 PLUS 3 kanałowy (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Oprogramowanie zaprojektowane dla platformy Windows 8®, PG-8 Plus zawiera wyłączny algorytm wykrywania uderzeń i analizy arytmii w połączeniu z najnowocześniejszą technologią cyfrową niezrównana dokładność i skrócony czas skanowania.
- Wiele opcji skanowania: retrospektywne, prospektywne i Tryby skanowania nakładania obsługiwane w tradycyjnych i zaawansowanych opcje skanowania.
- **Cechy i zalety aparatu:**
  - Oprogramowanie PG-8 Plus oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do dostosowania skanowania w celu uzyskania najlepszych wyników,
  - Wyświetlacz Multi View dla wykresów tętna, ST i komorowego w połączeniu z pełnym ujawnieniem i EKG w pełnej skali,
  - Prawdziwy 3-kanałowy algorytm wykrywania i analizy rytmu EKG zapewnia niezrównaną dokładność,
  - Prawdziwa analiza ST,
  - Kompleksowa edycja morfologii (szablonu) w celu dodawania, usuwania, oznaczania lub deklarowania artefaktów na poziomie poszczególnych zespołów QRS lub edytowania całej klasy morfologii,
  - Histogramy zdarzeń i rytmów,
  - Automatyczne wykrywanie migotania przedsionków,
  - Migotanie przedsionków i edycja trzepotania przedsionków,
  - Wykresy okołodobowe i 3D,
  - HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości,
  - Analiza QT,
  - Zasilany jedną baterią AAA,
  - Wymienna karta SD,
  - Matrycowy wyświetlacz LCD 128 x 64 punktów,
  - Analiza rozrusznika serca,
  - Pełny czas czas nagrywania 24/48 godzin,
  - Przesyłanie danych przez kartę Compact Flash lub kabel USB,
  - Oprogramowanie kompatybilne z Windows 8® / Vista®,
- **Dane techniczne:**
  - Formaty raportów obejmują:
    - podsumowanie raportu, wykres tętna, wykres i tabela komorowa, wykresy i tabele ST, podsumowania godzinowe,
    - Automatycznie wykryte lub wybrane przez operatora EKG w pełnej skali w różnych konfiguracjach pasków na stronę,
    - Wybrane przez operatora strony pełnego rejestru badania,
    - Automatyczne generowanie raportów,
    - Raport końcowy można całkowicie dostosować, w tym także w języku lokalnym,
  - Zalecane minimum PC System:
    - Intel Pentium IV— 1.3GHz,
    - RAM 512 MB (zalecany 1 GB),
    - HD 20 Gbyte,
    - Monitoruj rozdzielczość grafiki 1024 x 768,
    - System operacyjny: Windows 8 ®,
    - Drukarka: drukarka laserowa,
  - Sugerowana konfiguracja systemu PC:
    - Intel Core 2 duo 2,4 GHz,
    - RAM 2 GB lub więcej,
    - HD 80 Gbyte lub więcej,
    - Monitoruj rozdzielczość graficzną SVGA 1024x768,
    - System operacyjny: Windows 8 ®,
    - Drukarka: drukarka laserowa,
- **W zestawie:**
  - 3-kanałowy rejestrator EKG
  - Kabel USB i karta flash SD
  - Kabel pacjenta
  - Uchwyt z tworzywa sztucznego
  - Instrukcja obsługi
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

