



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Holter PROGETTI PG 8 PLUS 3 kanałowy (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Oprogramowanie zaprojektowane dla platformy Windows 8®, PG-8 Plus zawiera wyłączny algorytm wykrywania uderzeń i analizy arytmii w połączeniu z najnowocześniejszą technologią cyfrową niezrównana dokładność i skrócony czas skanowania.
- Wiele opcji skanowania: retrospektywne, prospektywne i Tryby skanowania nakładania obsługiwane w tradycyjnych i zaawansowanych opcje skanowania.
- **Cechy i zalety aparatu:**
 - Oprogramowanie PG-8 Plus oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do dostosowania skanowania w celu uzyskania najlepszych wyników,
 - Wyświetlacze Multi View dla wykresów tętna, ST i komorowego w połączeniu z pełnym ujawnieniem i EKG w pełnej skali,
 - Prawdziwy 3-kanałowy algorytm wykrywania i analizy rytmu EKG zapewnia niezrównaną dokładność,
 - Prawdziwa analiza ST,
 - Kompleksowa edycja morfologii (szablonu) w celu dodawania, usuwania, oznaczania lub deklarowania artefaktów na poziomie poszczególnych zespołów QRS lub edytowania całej klasy morfologii,
 - Histogramy zdarzeń i rytmów,
 - Automatyczne wykrywanie migotania przedsionków,
 - Migotanie przedsionków i edycja trzepotania przedsionków,
 - Wykresy okołodobowe i 3D,
 - HRV w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 - Analiza QT,
 - Zasilany jedną baterią AAA,
 - Wymienna karta SD,
 - Matrycowy wyświetlacz LCD 128 x 64 punktów,
 - Analiza rozrusznika serca,
 - Pełny czas czas nagrywania 24/48 godzin,
 - Przesyłanie danych przez kartę Compact Flash lub kabel USB,
 - Oprogramowanie kompatybilne z Windows 8® / Vista®,
- **Dane techniczne:**
 - Formaty raportów obejmują:
 - podsumowanie raportu, wykres tętna, wykres i tabela komorowa, wykresy i tabele ST, podsumowania godzinowe,
 - Automatycznie wykryte lub wybrane przez operatora EKG w pełnej skali w różnych konfiguracjach pasków na stronę,
 - Wybrane przez operatora strony pełnego rejestru badania,
 - Automatyczne generowanie raportów,
 - Raport końcowy można całkowicie dostosować, w tym także w języku lokalnym,
 - Zalecane minimum PC System:
 - Intel Pentium IV— 1.3GHz,
 - RAM 512 MB (zalecany 1 GB),
 - HD 20 Gbyte,
 - Monitoruj rozdzielczość grafiki 1024 x 768,
 - System operacyjny: Windows 8 ®,
 - Drukarka: drukarka laserowa,
 - Sugerowana konfiguracja systemu PC:
 - Intel Core 2 duo 2,4 GHz,
 - RAM 2 GB lub więcej,
 - HD 80 Gbyte lub więcej,
 - Monitoruj rozdzielczość graficzną SVGA 1024x768,
 - System operacyjny: Windows 8 ®,
 - Drukarka: drukarka laserowa,
- **W zestawie:**
 - 3-kanałowy rejestrator EKG
 - Kabel USB i karta flash SD
 - Kabel pacjenta
 - Uchwyt z tworzywa sztucznego
 - Instrukcja obsługi
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

