



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do wspomagania oddechowego PURITAN BENNETT GOODKNIGHT 420E (Rekondukcjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie poprzez zasilacz 13 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- GoodKnight 420 to urządzenie CPAP z automatyczną regulacją, która jest ustawiona na zakres ciśnień, a następnie wyszukuje i zapewnia najniższy poziom ciśnienia potrzebny do utrzymania drożności dróg oddechowych,
- Poziom ciśnienia będzie się zmieniał w zależności od potrzeb, ale nie będzie się obniżał przy każdym wydechu,
- CPAP z automatyczną regulacją zostały zaprojektowane dla pacjentów, którzy nie mogą uczestniczyć w badaniu snu lub których potrzeby w zakresie ciśnienia zmieniają się w nocy w zależności od etapu lub pozycji snu,
- Model GoodKnight 420E rejestruje do 200 sesji danych dotyczących użycia (daty / godziny),
- Niewielkie rozmiary,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Szeroki zakres ciśnienia: 4 - 20 cm H₂O,
- Funkcja kompensacji wysokości,
- Automatyczna kompensacja wycieku,
- Regulowane ciśnienie początkowe rampy,
- Urządzenie mierzy ciśnienie w masce, a nie w urządzeniu, dla precyzyjnego pomiaru i większego komfortu,
- Wykrywa i reaguje na bezdech i chrapanie,
- Wykrywa i reaguje na ograniczenie przepływu wdechowego,
- Wykrywa bezdech z oscylacjami serca i bez nich,
- Bardzo cicha praca urządzenia,
- W zestawie zasilacz,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 14,5 x 19,5 x 8 cm,
- Waga kompletu: 1,4 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



