



## **Aparat do wspomagania oddechowego PURITAN BENNETT GOODKNIGHT 420S (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie poprzez zasilacz 13 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- GoodKnight 420 to urządzenie CPAP z automatyczną regulacją, która jest ustawiona na zakres ciśnień, a następnie wyszukuje i zapewnia najniższy poziom ciśnienia potrzebny do utrzymania drożności dróg oddechowych,
- Poziom ciśnienia będzie się zmieniał w zależności od potrzeb, ale nie będzie się obniżał przy każdym wydechu,
- CPAP z automatyczną regulacją zostały zaprojektowane dla pacjentów, którzy nie mogą uczestniczyć w badaniu snu lub których potrzeby w zakresie ciśnienia zmieniają się w nocy w zależności od etapu lub pozycji snu,
- Model GoodKnight 420S rejestruje do 600 sesji danych dotyczących użycia (daty / godziny),
- Niewielkie rozmiary,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Szeroki zakres ciśnienia: 4 - 20 cm H<sub>2</sub>O,
- Funkcja kompensacji wysokości,
- Automatyczna kompensacja wycieku,
- Regulowane ciśnienie początkowe rampy,
- Urządzenie mierzy ciśnienie w masce, a nie w urządzeniu, dla precyzyjnego pomiaru i większego komfortu,
- Wykrywa bezdech i chrapanie,
- Bardzo cicha praca urządzenia,
- W zestawie zasilacz,
- Całość umieszczona w oryginalnej torbie przenośnej,
- Wymiary aparatu: 14,5 x 19,5 x 8 cm,
- Waga kompletu: 1,4 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

