



## Łóżko szpitalne INVACARE 750.420.35 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji amerykańskiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc: 70VA,
- Bardzo cicha praca silników,
- Regulowane elektrycznie w wielu płaszczyznach: góra-dół, zagłówek, podnózek, pozycja siedząca, regulacja segmentu oparcia uda,
- Łóżko posiada czterosegmentowe leże wykonane z aluminium,
- Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota,
- Rama łóżka metalowa, malowana proszkowo (odporna na obtłuczenia),
- Szczyty i boczki wykonane z płyty meblowej,
- Poręcze boczne składane wzdłuż ramy leża,
- Maksymalne obciążenie 220 kg,
- Gabaryt materaca: 198 x 82 x 12 cm,
- Gabaryty ogólny: 213 x 101 x 69/115 cm,
- Mobilne (kółka z hamulcem centralnym),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

