



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne PRAISTECH 1 (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Łóżko posiada stabilną stalową konstrukcję o stałej wysokości pokrytą farbą proszkową,
- Dwusegmentowe leże łóżka wypełnione jest siatką stalową również lakierowaną proszkowo,
- Szczyty łóżka wypełnione są odporną na uszkodzenia i łatwą w utrzymaniu czystości płytą HPL,
- Konstrukcja posiada 4 koła jezdne z hamulcem,
- **Za dopłatą dostępne są opcje takie jak:**
 - Materac (551 zł),
 - Barierki składane boczne (1015 zł),
 - Wieszak na kroplówkę (270 zł),
 - Półka na rzeczy osobiste pacjenta (97 zł),
 - Wieszak na kartę informacyjną pacjenta (65 zł)
- **Dane techniczne:**
 - Długość całkowita: 2150 mm,
 - Szerokość całkowita: 980 mm,
 - Wysokość (bez materaca): 500 mm,
 - Szerokość leża (z matercem): 850 mm,
 - Długość leża (z matercem): 2000 mm,
 - Zalecane wymiary materaca: 2000x850x100 mm,
 - Kąt uniesienia segmentu płaców: 0° do 70°,
 - Autoregresja segmentu pleców: 0 110 mm,
 - Maksymalne obciążenie: 250 kg,
 - Średnica kół: 125 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy.
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

