



## Cyfrowy rejestrator obrazów CARL ZEISS MediLive ImageBox (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: max. 50 W,
- Jest to cyfrowe urządzenie rejestrujące obrazy uzyskiwane przez kamery video i rejestrujące je na twardym dysku oraz archiwizujące poprzez „wypalanie” na płytach CD-R do wyboru w formatach JPEG lub TIFF,
- Urządzenie charakteryzuje bardzo prosta obsługa, sterowanie następuje poprzez przyciski na panelu sterowania, dodatkowy pedał nożny, przyciski funkcyjne na gryfach ręcznych mikroskopu lub 14-funkcyjny sterujący pedał nożny mikroskopu operacyjnego,
- MediLive ImageBox podłącza się bezpośrednio do źródła obrazu video po standardowych złączach Y/C (S-video) lub BNC,
- Małe gabaryty i masa urządzenia oraz prosta obsługa decydują, że ImageBox jest niezwykle przydatnym urządzeniem do wykorzystania w warunkach sali operacyjnej, poradni, czy w gabinecie lekarskim,
- Istnieje możliwość podglądu rejestrowanych obrazów poprzez dołączenie monitora,
- **Źródłem sygnału video mogą być np.:**
  - Kamery montowane na mikroskopach operacyjnych,
  - Kamery montowane na endoskopach,
  - Kamery montowane na lampach szczelinowych,
  - Inne kamery wykorzystywane np. do użytku domowego,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Urządzenie rejestrujące MediLive ImageBox,
  - Przewód zasilający,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Wymiary: 31,7 x 34,5 x 7 cm,
- Waga: 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

