



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Steryliizator powietrza STERILAIR PRO (lampa bakteriobójcza) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Sterilair PRO to urządzenie do sterylizacji powietrza, eliminujące wszystkie mikroorganizmy, w tym zarodniki,
- Powietrze jest kierowane do komory sterylizacyjnej systemu, w której napromieniowanie całkowicie eliminuje obciążenie mikrobiologiczne w powietrzu,
- To urządzenie może działać nieprzerwanie nawet w obecności ludzi i zapewnia maksymalną ochronę operatora. Jest prosty, cichy i ergonomiczny. Tylko Tecno-Gaz oferuje program sterylizacji, który jest kompleksowy, wydajny, ergonomiczny i bezpieczny,
- Zalety zastosowania systemu dezynfekcji powietrza:
 - Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia operatora, zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie zdrowotnym,
 - Ograniczenie lub eliminacja kosztów i utrata zysków spowodowana długimi zwolnieniami chorobowymi,
 - Ograniczenie lub eliminowanie zagrożeń dla pacjentów,
 - Posiadanie czystego bakteriologicznie środowiska,
- Sterilair PRO jest niezbędnym urządzeniem o bardzo niskich kosztach, ale zapewniającym usługę o dużej użyteczności społecznej,
- Możliwość zamontowania urządzenia na stojaku (za dodatkową dopłatą),
- **Dane techniczne:**
 - Wymiary:
 - z uchwytem ściennym: 82 x 27 x 11 cm,
 - ze stojakiem: 107 x 33 x 28 cm,
 - Waga:
 - z uchwytem ściennym: 12,5 Kg,
 - ze stojakiem: 15 kg,
 - Zasilanie: 230 V 50 Hz,
 - Pobór mocy: 150 W,
 - Tryb pracy: ciągły,
 - Przepływ: 120 m³/h,
 - Poziom hałasu: 32 dB,
 - Lampy: n.4 UV-C tubes 25W G13T8 (7 W UVGI),
 - Długość fali: 253,7 nm,
 - Ultrafiolet: 69 μW/cm² at 1 m (per lamp),
 - Emisja zewnętrzna promieniowania UV-C: żaden,
 - Wyposażenie: Filtr pyłoszczelny, elektroniczny programator,
 - Reflektor: Aluminium,
 - Żywotność lampy: 9000 godzin (1 rok: 24 godziny x 365 dni),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

