



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) FRESENIUS INJECTOMAT 2000 P (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 23 VA,
- Czytelny elektroniczny wyświetlacz graficzny oraz dodatkowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz ciśnienia w linii,
- Wybór strzykawek: 20 i 50/60 ml,
- Szybkość podaży: 0,1 - 200 ml/h,
- Bolus: 0,1 - 800 ml/h,
- Objętość wlewu: 0,1 - 999,9 ml,
- Alarmy akustyczne,
- Czytnik wielkości strzykawki,
- Programowalna nazwa leku,
- Automatyczna redukcja bolusa po okluzji,
- Wyświetlanie i ustawienia ciśnienia infuzji,
- Szybki start,
- Gniazdo RS232,
- Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- Wymiary: 32,5 x 19 x 11,5 cm,
- Waga: około 2,2 kg,
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

