



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator/Wentylator MAQUET SERVO-I (Kat. 02) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej, (12.2005r.),
- Ilość przepracowanych godzin: 70654 h,
- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych pacjentów z niewydolnością oddechową do zastosowania na oddziałach intensywnej terapii,
- **Parametry techniczne:**
  - Kolorowy monitor o przekątnej 12,1 cala służy do obsługi funkcji oddechowych oraz prezentacji krzywych bądź pętli objętości, ciśnienia, przepływu i parametrów wentylacji wraz z trendami,
  - Częstotliwość oddechowa - wersja noworodkowa 4-150 oddechów/min, wersja tylko dla dorosłych 4-100 oddechów/min,
  - Częstość SIMV: 1-60 oddechów/min,
  - Proporcja wdechów do wydechów regulowana w zakresie I:E 1:10 - 4:1, lub czasowo T insp. (s): 0,1-5,
  - Zakres ciśnień: dla noworodków 0-80 cmH2O, dla dorosłych 0-120 cmH2O (-PEEP),
  - Zakres PEEP: 0-50 cmH2O,
  - Objętość całkowita pojedynczego oddechu: dla noworodków 2-350 ml, dla dorosłych 100-4000 ml,
  - Objętość minutowa: dla noworodków 0,3-20 l/min, dla dorosłych 0,5-60 l/min,
  - Parametry wentylacji podlegają ciągłemu monitorowaniu i rejestrowaniu w pamięci. Zapamiętywane są również sytuacje alarmowe, a granice alarmów są ustawione automatycznie dla grupy wiekowej z pełną możliwością regulacji,
- **Tryby wentylacji:**
  - Wentylacja kontrolowana:
    - Kontrolowane ciśnienie PC,
    - Kontrolowana objętość VC,
    - Kontrolowana objętość z regulacją ciśnienia PRVC,
  - Wentylacja wspomagana:
    - Wspomaganie objętościowe VS,
    - Wspomaganie ciśnieniowe PS,
    - CPAP,
  - Wentylacja kombinowana:
    - SIMV (VC) + PS,
    - SIMV (PC) + PS,
    - SIMV (PRVC) + PS,
- **Unikalne cechy:**
  - Układ pomiarowy przepływów typu ultradźwiękowego,
  - Niezużywalny czujnik tlenowy elektroniczny,
  - NAVA (wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego),
- **Respirator umieszczony na mobilnym wózku:**
  - Wygodny uchwyt do przewożenia,
  - Miejsce na dwie butle gazowe,
  - Cztery duże kółka, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
  - Układ oddechowy pacjenta z workiem oddechowym 2 l,
  - Węże zasilające w tlen (O<sub>2</sub>) i powietrze (AIR) z końcówkami typu AGA,
  - **Czujnik CO2 - brak w zestawie (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
  - Przewód zasilający,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary respiratora: 37 x 20,5 x 41,5 cm,
- Wymiary wraz z wózkiem: 59 x 60,5 x 149 cm,
- Waga wraz z wózkiem: 57,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka**

