



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B BRAUN PERFUSOR FM (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 18 VA,
- Wybór strzykawek: 10/12, 20, 50/60 ml,
- Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawek,
- Dawki: 0,1 - 200 ml/h,
- Dawka preselekcji: 1 - 999.9 ml,
- Ustawienia funkcji bolusa:
 - Rate: 1 ml/h do 1800 ml/h,
 - Volume: 0.1 ml do 50.0 ml,
 - Interval time: 1 min do 99 h 59 min,
- Alarmy:
 - Bateria alarm / bateria pre-alarm,
 - Syringe alarm / syringe pre-alarm,
 - Pressure alarm,
 - Standby alarm,
- Posiada dwa wyświetlacze, ciekłokrystaliczny i LED,
- Gniazdo FM (fluid manager system),
- Wyposażona w uchwyt do przenoszenia,
- Wymiary: 35,5 x 19 x 11 cm,
- Waga: 3,5 kg,
- Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

