



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rękawice lateksowe S BEGREAT (białe) 100 szt / opakowanie (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Rozmiar: S,
- Kolor: biały,
- Materiał: lateks,
- Ilość: 100 szt/opak.,
- Przeznaczone są do badań lekarskich, ambulatoryjnych, diagnostycznych, czynności terapeutycznych oraz do prac z materiałem septycznym,
- Polimerowana powierzchnia rękawicy oraz odpowiednio dobrana gramatura rękawicy zapewniająca komfort pracy,
- Równomiernie rolowany brzeg mankietu zapewniający łatwe zakładanie rękawic,
- Uniwersalny kształt,
- Mikroteksturowana powierzchnia rękawicy,
- Bezpułdrowe,

