



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop OLYMPUS GIF-Q180 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 8,8 mm,
- Średnica zewnętrzna końcówki: 8,8 mm,
- Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
- Długość robocza: 1030 mm,
- Długość całkowita: 1345 mm,
- Głębokość ostrości: 3 - 100 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210° / 90°,
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100° / 100°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- W pełni kompatybilny z procesorami CV-160/140,
- W zestawie:
 - Zawór ssący,
 - Zawór wodno-powietrzny,
 - Korek (zatyczka) do mycia endoskopu,
 - Oryginalna walizka,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Walizka o wymiarach: 59,5 x 43,5 x 13 cm,
- Waga: 4,3 kg,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA I OPIS POGLĄDOWY

