



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-gastroskop OLYMPUS Evis Exera II GIF-Q160 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 9,2 mm,
- Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
- Długość robocza: 1030 mm,
- Długość całkowita: 1345 mm,
- Głębina ostrości: 3-100 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/90°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100°/100°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- W pełni kompatybilny z procesorami CV-180/160/140,
- **W komplecie:**
  - Oryginalna walizka o wymiarach: 60 x 43 x 13,5 cm,
  - Zaworki,
  - Pokrywka,
- Kat 01,
- Posiada aktualny przegląd, oraz Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

