



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop OLYMPUS Evis Exera II GIF-Q160 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 9,2 mm,
- Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
- Długość robocza: 1030 mm,
- Długość całkowita: 1345 mm,
- Głębokość ostrości: 3-100 mm,
- Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/90°
- Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 100°/100°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
- W pełni kompatybilny z procesorami CV-180/160/140,
- **W komplecie:**
 - Oryginalna walizka o wymiarach: 60 x 43 x 13,5 cm,
 - Zaworki,
 - Pokrywka,
- Kat 01,
- Posiada aktualny przegląd, oraz Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

