



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Video-cystofiberoskop/Cystoskop OLYMPUS CYF-V (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 5,4 cm,
- Średnica kanału roboczego: 2,2 mm,
- Długość robocza: 380 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę: 210°,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w dół: 120°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- W pełni kompatybilny z procesorami: Olympus OTV-S7 (PAL) / Olympus OTV-SI (PAL) / Olympus EVIS EXERA II (PAL) / Olympus VISERA / VISERA Pro (PAL),
- W zestawie:
  - Pokrywka do sterylizacji gazowej ETO,
  - Zaworki biopsyjne MAJ-579,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

