



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-cystofiberoskop/Cystoskop OLYMPUS CYF-V (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji japońskiej,
- Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
- Średnica zewnętrzna: 5,4 cm,
- Średnica kanału roboczego: 2,2 mm,
- Długość robocza: 380 mm,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę: 210°,
- Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu w dół: 120°,
- Maksymalny kąt pola widzenia: 120°,
- W pełni kompatybilny z procesorami: Olympus OTV-S7 (PAL) / Olympus OTV-SI (PAL) / Olympus EVIS EXERA II (PAL) / Olympus VISERA / VISERA Pro (PAL),
- W zestawie:
 - Pokrywka do sterylizacji gazowej ETO,
 - Zaworki biopsyjne MAJ-579,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

