



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator DRAGER EVITA XL (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Ilość przepracowanych godzin: 66972 h,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator + akumulator zewnętrzny w wózku,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 125 W,
- W respiratorze Evita XL połączono dużą wydajność pracy z wieloma zaawansowanymi funkcjami, dzięki czemu możliwa jest znakomita terapia oddechowa i łatwa obsługa obejmująca cały proces wentylacji,
- Dzięki możliwości wyboru sposobu przedstawienia danych numerycznych, graficznych, danych trendów statycznych lub dynamicznych, wszystkie wartości pomiarów i danych pacjenta są przejrzyste wyświetlane,
- Standardowy zakres dostępnych funkcji został uzupełniony o nowe, dodatkowe funkcje, takie jak regulacja kryteriów zakończenia fazy wdechu, zoptymalizowane ustawienia stosunku wdech/wydech (I:E), łatwiejsze upowietrzenie płuc oraz integralną funkcję terapii tlenowej,
- **Tryby wentylacji:**
  - IPPV, IPPVAssist/CMV, CMVAssist,
  - SIMV, SIMVPSupp,
  - MMV, MMVPSupp,
  - BIPAP1), BIPAP1)ASB, BIPAP1)Assist / PCV+, PCV+Psupp, PCV+Assist,
  - APRV,
  - CPAP, CPAPASB / CPAP/Psupp, CPAP/Psupp,
  - ILV,
- Dzięki Pakietowi Ochrony Płuc (Lung Protection Package, LPP) użytkownik ma możliwość zastosowania manewru wyznaczania pętli ciśnienie-objętość (P/V) z niskim przepływem wdechowym w celu określenia optymalnej wartości PEEP i ciśnienia szczytowego wentylacji,
- Funkcje dodatkowe: Autoflow, ATC,
- Zakres wagowy:
  - Dorośli: 10 - 200 kg,
  - Dzieci: 3 - 15 kg,
- Wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT o przekątnej 15",
- Przejrzyste menu w języku polskim,
- Górny blat o wymiarach użytkowych: 36 x 24 cm,
- Wysuwana na boki taca o wymiarach użytkowych: 31 x 23 x 2 cm,
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający przemieszczanie,
- **W zestawie:**
  - Układ oddechowy pacjenta z workiem oddechowym 2 l,
  - Węże zasilające w tlen (O2) i powietrze (AIR) z końcówkami do wyboru na życzenie klienta (DIN lub AGA),
  - Czujnik do pomiaru CO2,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Wózek mobilny na czterech podwójnych kółkach z hamulcami,
- Wymiary:
  - Bez wózka: 530 x 315 x 450 mm,
  - Z wózkiem: 540 x 530 x 1410 mm,
- Waga: 82,5 kg,
- Kat 05,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

