



Stacja dokująca do 4 pomp B.BRAUN SPACE 8713140 (bez uchwytu) (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Stacja posiada prowadnice dla linii infuzyjnych,
- Posiada miejsce montażowe do uchwytu za pomocą którego możliwy jest montaż na statywie - **brak uchwytu w zestawie**,
- Wymiary: 27,5 x 16 x 33 cm,
- Waga: 3,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

