



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Analizator biochemiczny SINNOWA B200 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji P.R.C. (11.2018r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 zHzHyHz,
- Moc: 550 VA,
- Automatyczny analizator **B200** wszystkie czynności wykonuje automatycznie wraz z pipetowaniem surowicy i odczynników. Programowanie trwa ok. 10 sekund. Zleczone testy aparat wykonuje bez udziału użytkownika, co w znaczny sposób pozwala na oszczędność czasu,
- Pełny automat - bardzo szybkie i łatwe programowanie,
- Posiada system chłodzenia odczynników, co zapobiega ich degradacji,
- Bardzo wysoka powtarzalność i precyzja pomiarów,
- Analizator wykonuje wszystkie testy biochemiczne,
- Wydajność: 140 testów na godzinę,
- Bardzo niski koszt jednego oznaczenia,
- Posiada 64 pozycje na próbki i 20 na odczynniki,
- Możliwość wpisania danych pacjenta: płeć, wiek, imię i inne uwagi,
- Istnieje możliwość wpisania logo gabinetu,
- Pamięć około miliona wyników,
- Możliwość wstawiania próbek CITO,
- Możliwość podglądu pracy aparatu,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - Analizator biochemiczny B200,
  - Laptop z oprogramowaniem,
  - Pipeta automatyczna,
  - Zestaw odczynników,
  - Pełny zestaw kuwet pojemników,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

